



Tel. 01 39 09 09 90 – Fax. 01 39 09 09 91
14 - 16 rue de la Garenne
BP 20785 Saint-Ouen l'Aumône
95004 CERGY PONTOISE CEDEX



Tapis anti-éclaboussures chimio Klerpack stérile

Avantages

Très absorbant

Les drogues cytotoxiques sont déplorables et des mesures doivent être prises pour les empêcher d'entrer en contact avec le personnel. Ce tapis absorbe rapidement toute éclaboussure, de façon à réduire tout risque de contamination et de propagation du liquide. Il peut absorber jusqu'à 100 ml de liquide.

Visibilité immédiate des éclaboussures

La couleur bleue révèle les éclaboussures plus facilement que sur un tapis blanc et indique que le tapis doit être remplacé.

Création d'un champ stérile

Tous les articles critiques peuvent être placés sur le tapis, ce qui crée un champ stérile défini dans la salle blanche ; il est possible de le renouveler régulièrement pendant une même séance sans devoir procéder au nettoyage.

Convient aux zones de niveau A et B

Les tapis sont traités en salle blanche. Le film supérieur en polyéthylène perméable et la couche inférieure en polyéthylène imperméable ne créent pas de particules ou de produits chimiques et capturent efficacement toute particule grâce à la couche absorbante non tissée du milieu.

Emballage à faible émission de particules

L'emballage en polythène à ouverture facile réduit considérablement l'émission de particules par rapport aux emballages individuels doublés papier. Chaque tapis est placé sous double emballage individuel en polyéthylène, ce qui en fait un produit particulièrement adaptés aux zones de catégories A et B. L'emballage simple est facile à essuyer, ce qui permet d'utiliser des protocoles de vaporisation et d'essuyage plus efficaces.

Ouverture facile

Chaque tapis est conditionné mécaniquement avec le système Klertear pour faciliter l'ouverture, même lors du port de gants.

Pour le meilleur service.....



Tel. 01 39 09 09 90 – Fax. 01 39 09 09 91

14 - 16 rue de la Garenne
BP 20785 Saint-Ouen l'Aumône
95004 CERGY PONTOISE CEDEX

Description

Les tapis Anti-Éclaboussures chimio Klerpack stériles sont placés sous double emballage individuel, à raison de 10 tapis par paquet. Chaque tapis mesure 410 mm x 540 mm ou 270 mm x 410 mm, ce qui constitue de bonnes dimensions pour le poste de travail.

Chaque tapis peut absorber jusqu'à 100 ml de liquide et le taux d'absorption est supérieur à celui d'une lingette pour salle propre à faible relargage particules.

Les tapis bleus sont composés de trois couches:

Une couche supérieure perméable aux liquides (filet en polyéthylène)

Une couche centrale intérieure de 80 g/m², en matériau non tissé et très absorbant

Une couche inférieure antidérapante, imperméable aux liquides (film en polyéthylène)

Les tapis sont conditionnés en salle propre, placés sous double emballage et individuellement emballés par paquets de 10 puis soumis à l'irradiation gamma à 25 Kgy minimum. Ils sont conditionnés en "flow-pack" avec le système Klertear pour en faciliter l'ouverture et éviter de répandre des particules.

Validation

Société certifiée aux normes BS EN ISO 9001 : 2000, BS EN ISO 13485 : 2003 et conforme à la directive européenne concernant le matériel médico-chirurgical 93/42/CEE.

Certificats délivrés avec chaque lot irradié.

Pour le meilleur service.....